

FICHE TECHNIQUE TP05



APPAREIL DE DRAINAGE VEINO-LYMPHATIQUE

Dispositif médical	classe IIA	ANNEXE IX règle 9 93/42 CEE
Instrument médical	classe II	ANNEXE I règle 9(1) DORS/98-282
Medical Device	class II	21 CFR part 870 § 870.5800



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids	6,5 kg (appareil seul)	Temps de travail (maintien)	0 à 30s
Dimensions	40 31 11 cm	Repos (maintien)	0 à 60s
Puissance	44 W	Pression	20 à 200 mB (15 à 150 mmHg)
Tension / Fréquence	220 V / 50 Hz	Temps de traitement (Séance)	0 à 60 min
Réglage de pression	Réglable: 20 – 200 mB (15 à 150 mmHg)	Intensité sonore	49 dB<l<52 dB
Pression atmosphérique	70kPa à 106kPa	Température de fonctionnement	+0°C+40°C
Degré d'hygrométrie de fonctionnement	30% à 80%	Température de stockage	-5°C+45°C
Pression atmosphérique de stockage	70kPa à 106kPa	Degré d'hygrométrie de stockage	30% à 80%

IEC 60601-1 : 94,2 00547,02

Appareil de classe Type BF IP20

Mode de régulation de la pression

Double Gradient de Pression Automatique
(D.G.P.A. – Brevet International)

Choix des programmes

Protocole de drainage fixe.
Programmation manuelle de la pression et
des temps de travail et de repos.

Gonflage des éléments

2 rangées de 5 sorties permettent le gonflage
de 1 ou 2 éléments simultanément



Matériaux des éléments	Raccordement
Extérieur : Nylon / Intérieur : Polyuréthane Fermeture : éléments thermo-soudés	Éléments / tubes : permanents pour éviter toute fuite d'air Pompe / tubes : avec numérotation des connecteurs
Identification des éléments	Confort d'utilisation
Manchons de 5 chambres (compartiments) Bottes de 5 chambres Hanchières de 5 chambres Ceinture abdominale 5 chambres	Très simple d'utilisation avec son protocole de drainage fixe, fiable et robuste, c'est l'équipement historique d'Eureduc.

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Dimensions	
M5PGM	Manchon	Ø 58 cm * 77 cm	
B5PIM	Botte	Ø 80 cm * 85 cm	
H5P	Hanchière	Ø 80 cm * 106 cm	
SPK	Ceinture abdominale	L: 56 cm * l: 37 cm	
GHB	Gaines d'hygiène (lot de 100 u)	40 x 120 cm	
PU04	Potence pour accessoires	H: 60 cm	
PU11	Guéridon 2 tablettes avec Potence	l=69cm X P=41cmX H=79cm	

Indications

- . Œdèmes des membres : Lymphœdème - Phlébœdème
- . Prévention de la thrombose
- . Séquelles de phlébite
- . Problèmes circulatoires
- . Jambes lourdes
- . Récupération sportive ou post-chirurgicale
- . Remodelage corporel

Contre-indications

- . Thrombose veineuse en phase aiguë
- . Etat inflammatoire ou infectieux du membre à traiter
- . Décompensation cardiaque ou rénale