

## FICHE TECHNIQUE TV12



### APPAREIL DE DEPRESSO-MASSAGE

<b>Dispositif médical</b>	classe IIA	ANNEXE IX règle 9 93/42 CEE
<b>Instrument médical</b>	classe II	ANNEXE I règle 9(1) DORS/98-282
<b>Medical Device</b>	class II	21 CFR part 870 § 870.5800



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Poids</b>	4 kg	<b>Intensité sonore</b>	43 dB<l<46 dB
<b>Dimensions</b>	30   28   18 cm	<b>Pression atmosphérique de fonctionnement</b>	70kPa à 106kPa
<b>Puissance</b>	30 W	<b>Pression atmosphérique de stockage</b>	70kPa à 106kPa
<b>Tension / Fréquence</b>	100 à 240 V / 47-63 Hz	<b>Degré d'hygrométrie de fonctionnement</b>	30% à 80%
<b>Pression</b>	Aspiration de -50 à -900 mB	<b>Degré d'hygrométrie de stockage</b>	30% à 80%
<b>Réglage de dépression</b>	Manuel	<b>Température de fonctionnement</b>	+0°C+40°C
<b>Mode</b>	Continu / Alterné	<b>Température de stockage</b>	-5°C+45°C
<b>Alimentation AC/DC médical</b>	GSM90A24-PIM Meanwell		

### IEC 60601-1 : RIEC12000

Appareil de classe Type BF IP20

### Mode de régulation de la dépression

Régulateur direct

### Choix des programmes

Continu ou Alterné, réglable par l'opérateur



Matériaux des Ventouses	Raccordement
PVC - PMMA - PET	Connecteur en façade. Tube de liaison unique ou en Y

Format des ventouses	Confort d'utilisation
Ventouses rigides rondes Ø 6-12-17-20-25-35-60-90 mm Ventouse souple Ø 10 mm Ventouse rigide ovale Ventouse à rouleau	L'efficacité de la dépression alliée à la précision du pilotage manuel et à la sécurité des ventouses transparentes en font l'équipement des utilisateurs les plus exigeants

Indications	Contre-indications
<ul style="list-style-type: none"> <li>. Kinésithérapie plastique des cicatrices</li> <li>. Blessures musculaires ou tendineuses</li> <li>. Tonification de la peau</li> <li>. Modelage de la face</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Maladie inflammatoire aiguë ou en phase de développement</li> <li>. Pathologie infectieuse, tumorale ou neurologique en phase aiguë</li> <li>. Maladie dermatologique</li> <li>. Hématomes, érythèmes, ecchymoses, dermatoses, plaies ouvertes.</li> </ul>

## ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Dimensions	
VM01	Rigide PVC	Ø 6 mm	
VM02	Souple PVC	Ø 10 mm	
VM03	Rigide PMMA	Ø 12 mm	
VM04	Rigide PMMA	Ø 17 mm	
VM05	Rigide PET	Ø 35 mm	
VM06	Rigide PET	Ø 60 mm	
VM07	Rigide PET	Ø 90 mm	
VE01	Ovale avec manche PET		
VE04	A rouleaux avec manche PET		
VM08	Tube de liaison PVC	L = 3 m	
VM11	Tube en Y de 1,1 mètre PVC	L = 1,1 m	
PN33F	Kit cicatrice		
PN33H	Kit complet		
PU03	Support Flexible		
PU11	Guéridon 2 tablettes avec Support Flexible	l=69cm X P=41cmX H=79cm	