

La pressothérapie pour compléter le drainage manuel



Eureduc
Technologies d'optimisation de la rééducation

La fluidité retrouvée

Gros bras, lymphoedèmes, insuffisance veineuse, ...
autant de pathologies qui amènent les patients à vous consulter pour être soulagés et retrouver une meilleure qualité de vie.

La pressothérapie : la solution pour une prise en charge globale des dérèglements du système veino-lymphatique.

En complément du drainage manuel pour les pathologies lourdes

La pressothérapie permet de compléter la séance au cabinet en potentialisant le bénéfice du drainage.

Une demande du patient pour davantage de confort

Des séances régulières de pressothérapie, à l'initiative du patient, soulagent les symptômes circulatoires.



1 personne sur 3 en France souffre d'insuffisance veineuse ⁽¹⁾

+ de 100.000 nouveaux cas de lymphoedèmes par an en France ⁽²⁾

(1) Sources INSEE

(2) Geneviève D. - Génétique des Lymphoedèmes : mise au point 2015
2016 Mars - Journ. des Mal. Vasc. ; 41(2): 112.

La Pressothérapie

Une technologie brevetée

à « double gradient de pression automatique » pour garantir un drainage toujours bien orienté, avec des dispositifs pneumatiques, bottes ou manchons, conçus pour appliquer une pression uniforme sur toute la circonférence.

Des protocoles de soins éprouvés ⁽³⁾


pour une séance de 30 minutes qui ne nécessite pas votre présence constante. La pressothérapie est recommandée dans le traitement des lymphoedèmes pour son action combinée sur la veine, le lymphatique et le milieu interstitiel.

Une garantie de qualité et de fiabilité

grâce un processus de fabrication conforme à la Charte Qualité ISO et l'utilisation d'appareils et accessoires fabriqués en France et garantis 3 ans.

(3) Ferrandez JC. et al, *Recommandations kinésithérapiques sur les faits du traitement des lymphoedèmes des membres.* Kiné. Sc. 2012 ; 534 : 17-31

Pressothérapie et traitement des lymphoedèmes post-mastectomie



Szuba A, Achalu R, Rockson SG : *Decongestive lymphatic therapy for patients with breast carcinoma-associated lymphedema. A randomized, prospective study of a role for adjunctive intermittent pneumatic compression.* Cancer 2002, 95:2260-2267



Dispositifs médicaux de pressothérapie

CE Médical 0459 / Classe IIa

Fabricant : Eureduc - 78 Rambouillet - France

Date de mise à jour : janvier 2019

Lire attentivement la notice.

Indications :

Œdèmes, lymphœdèmes et phlébœdèmes, Algodystrophie,
Prévention de la thrombose et séquelles de phlébite, Jambes
lourdes, Récupération sportive et post-chirurgicale.

Contre-indications :

Thrombose veineuse profonde aiguë, Erysipèle ou Lymphangite,
Décompensation systémique, Urticaire à la pression.



19, rue de Clairefontaine
78120 Rambouillet – France

Tél : +33 1 34 61 01 61

info@eureduc.eu

www.eureduc.eu