

FICHE TECHNIQUE TV6K



APPAREIL DE DEPRESSO-MASSAGE

Dispositif médical	classe IIA	ANNEXE IX règle 9 93/42 CEE
Instrument médical	classe II	ANNEXE I règle 9(1) DORS/98-282
Medical Device	class II	21 CFR part 870 § 870.5800



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids	4 kg	Intensité sonore	43 dB<l<46 dB
Dimensions	30 28 18 cm	Pression atmosphérique de fonctionnement	70kPa à 106kPa
Puissance	30 W	Pression atmosphérique de stockage	70kPa à 106kPa
Tension / Fréquence	24 Volts DC Alimentation 100-240VAC 47/63 Hz	Degré d'hygrométrie de fonctionnement	30% à 80%
Pression	Aspiration de -50 à -900 mB	Degré d'hygrométrie de stockage	30% à 80%
Réglage de dépression	Manuel	Température de fonctionnement	+0°C+40°C
Mode	Continu	Température de stockage	-5°C+45°C
Alimentation AC/DC médicale	GSM90A24-PIM Meanwell		

IEC 60601-1 : RIEC12000

Appareil de classe Type BF IP20

Mode de régulation de la dépression

Régulateur direct

Choix des programmes

Mode Continu uniquement



Matériaux des Ventouses	Raccordement
PVC - PMMA - PET	Connecteur en façade. Tube de liaison unique.

Format des ventouses	Confort d'utilisation
Ventouses rigides rondes Ø 6-12-17-20-25-35-60-90 mm Ventouse souple Ø 10 mm Ventouse rigide ovale Ventouse à rouleau	L'efficacité de la dépression alliée à la précision du pilotage manuel et à la sécurité des ventouses transparentes en font l'équipement des utilisateurs les plus exigeants

Indications	Contre-indications
<ul style="list-style-type: none"> . Kinésithérapie plastique des cicatrices . Blessures musculaires ou tendineuses . Tonification de la peau . Modelage de la face 	<ul style="list-style-type: none"> . Maladie inflammatoire aiguë ou en phase de développement . Pathologie infectieuse, tumorale ou neurologique en phase aiguë . Maladie dermatologique . Hématomes, érythèmes, ecchymoses, dermatoses, plaies ouvertes.

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Dimensions	
VM01	Rigide PVC	Ø 6 mm	
VM02	Souple PVC	Ø 10 mm	
VM03	Rigide PMMA	Ø 12 mm	
VM04	Rigide PMMA	Ø 17 mm	
VM05	Rigide PET	Ø 35 mm	
VM06	Rigide PET	Ø 60 mm	
VM07	Rigide PET	Ø 90 mm	
VE01	Ovale avec manche PET		
VE04	A rouleaux avec manche PET		
VM08	Tube de liaison PVC	L = 3 m	
VM11	Tube en Y de 1,1 mètre PVC	L = 1,1 m	
PN33F	Kit cicatrice		
PN33H	Kit complet		
PU03	Support Flexible		
PU11	Guéridon 2 tablettes avec Support Flexible	l=69cm X P=41cmX H=79cm	